



Волжская мануфактура
холдинг

основана в 1985 году

Почтовый адрес:

Россия, 105094, г. Москва
Ул. Семеновский вал, д. 10а
Тел.: +7 (499) 369-46-09
VOLGA-MANUF.RU

Инструкция по применению медицинского изделия

Салфетки антисептические «Эплан® от 100 ран®»

(Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05127 от 22 июня 2009 г.)

Назначение

Салфетки антисептические «Эплан® от 100 ран®» (ТУ 9393-002-28916195-2008) предназначены для наружного применения.

Салфетки используются для заживления ожогов I, II, III степеней (в том числе химических), обработки и лечения ран и различных повреждений кожи (ссадин, ушибов, иных травматических поражений, гнойно-воспалительных заболеваний кожи и подкожной клетчатки различной этиологии и локализации во всех фазах раневого процесса), для снятия боли и отеков, оказания первой помощи при экстремальных температурах (от -40°C до +50°C). Могут применяться после хирургических операций для стимуляции заживления швов.

Форма выпуска

Салфетка марлевая двухслойная (16x14 см), пропитанная раствором препарата «Эплан», в индивидуальной герметичной упаковке. Изделие стерильно.

Состав

Препарат «Эплан» (гликолан, триэтиленгликоль, этилкарбитол, глицерин, едкий натр, полиэтиленоксид-400, вода).

Фармакологические свойства

Препарат широкого действия «Эплан», входящий в состав салфетки «Эплан® от 100 ран»® обладает ранозаживляющим, регенерирующим, бактерицидным, обезболивающим, защитным и смягчающим действием, предотвращает инфицирование, ускоряет заживление ран, термических и химических ожогов, гнойничковых поражений кожи.

Показания к применению

Раны, ожоги, ушибы, поражения и повреждения, гнойно-воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки, боли и отеки, грибковые поражения кожи, укусы насекомых. Также салфетки «Эплан® от 100 ран»® используются для оказания помощи при экстремальных температурах (от -40°C до +50°C), при лечении солнечных ожогов, для косметической обработки кожи, для антисептической и гигиенической обработки рук, при непереносимости других лекарственных средств.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

В ходе клинических испытаний противопоказаний к использованию салфеток «Эплан® от 100 ран»® не выявлено, входящий в состав салфеток препарат «Эплан» не вызывает аллергических реакций, побочных явлений и осложнений.

Способ применения

При ожогах I и II степени, небольших ранах, ушибах, порезах, повреждениях ступней и других повреждениях кожи пораженный участок следует периодически обрабатывать салфетками до полного заживления.

При гнойно-некротических ранах, пролежнях салфетку «Эплан® от 100 ран»® накладывают на рану, предварительно обработанную раствором антисептика, и фиксируют лёгкой повязкой. В зависимости от состояния раны обработку необходимо проводить ежедневно или через день.

При химических ожогах после удаления токсичного вещества (смывания водой) обработать рану стерильной неволокнистой тканью, затем салфеткой «Эплан® от 100 ран®», после чего на повреждённую поверхность наложить новую салфетку «Эплан® от 100 ран®» и зафиксировать ее лёгкой повязкой. Обработку необходимо производить ежедневно или через день (в зависимости от состояния раны).

Для защиты открытых участков кожи (лица, рук) от воздействия неблагоприятных климатических факторов и от химических и солнечных ожогов кожу обработать салфеткой «Эплан® от 100 ран®».

Для снятия отёка и зуда при укусах насекомых обработайте место укуса салфеткой «Эплан® от 100 ран®».

При растяжении и воспалении связок на повреждённую поверхность накладывается салфетка «Эплан® от 100 ран®», зафиксированная лёгкой повязкой. Ежедневно или через день необходимо менять повязки в зависимости от состояния поврежденных связок.

При гнойничковых заболеваниях, вульгарных угрях и т.п. пораженные участки кожи следует обрабатывать салфеткой «Эплан® от 100 ран®» ежедневно или через день, накладывая салфетку на рану и фиксируя лейкопластырем. Применять до полного заживления.

Примечание:

При необходимости возможно использование салфетки «Эплан® от 100 ран®» для антисептической обработки.

Салфетки «Эплан® от 100 ран®» прошли комплексные исследования в ФГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, ГОУВПО «Российский государственный медицинский университет», ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, МО РФ. Результаты исследований подтверждены врачебной практикой применения препарата в ГОУВПО ВМА им. С.М. Кирова, ФГУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита», Государственном центральном аэромобильном спасательном отряде МЧС России, спецподразделении МВД России, поликлинике №5 ФСБ РФ, ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, МО РФ (радиологический центр), ГКБ № 15, ГКБ № 29, МОНИКИ, КВД № 8, КВД №19, медицинском радиологическом научном центре РАМН, Московском областном онкологическом диспансере, ГОУВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет», ОАО НПК «Уралвагонзавод», предприятий ООО «ЕвразХолдинг», ГК «Росатом», МОЭСК и др.