



основана в 1985 году
Волжская мануфактура
холдинг



Почтовый адрес:
Россия, 105094, г. Москва
Ул. Семеновский вал, д. 10а
Тел.: +7 (499) 369-46-09
VOLGA-MANUF.RU

Салфетки антисептические, стерильные "Эплан"® от "100 ран"®

Салфетки антисептические, стерильные "Эплан"® от "100 ран"® (РУ № ФСР2009/05127) – медицинское изделие для наружного применения (далее – салфетки), представляет собой медицинскую салфетку марлевую двухслойную (16×14 см), пропитанную раствором препарата "Эплан"® в индивидуальной герметичной упаковке. Изделие стерильно. Салфетки обладают антимикробным (бактерицидным, бактериостатическим), противовоспалительным и ранозаживляющим действием.

Показания к применению:

- Оказание первой медицинской помощи и лечение поверхностных солнечных, термических, химических ожогов и обморожений; легких, поверхностных ушибов, ран, порезов, ссадин, потертостей, трещин и повреждений ступней ног.
- Лечение ран различной локализации и этиологии во всех фазах заживления.
- Лечение гнойно-некротических ран мягких тканей, в т. ч. посттравматические, послеоперационные.
- Лечение трофических язв, пролежней и вяло гранулирующих ран.

Кроме того, препарат показан:

- в случаях непереносимости лекарственных средств (левомеколь, левосин и др.);
- для снятия боли и отеков при травмах (ушибы, растяжения связок и др.);
- при заболеваниях кожи: дерматитах различной этиологии, вульгарных угрях, микробной экземе, вирусных инфекциях (герпес, бородавки, кондиломы);
- для асептической обработки кожи, уничтожения вегетативных микроорганизмов, включая грибы.

Эффективность:

Сокращение сроков амбулаторного и стационарного лечения. Продолжительность пребывания в стационаре сокращается: при гнойно-некротических ранах, ожогах II, III степеней в среднем от 3 до 7 суток по сравнению с применением традиционных медикаментозных средств.

Сокращение времени оказания помощи пострадавшим, экономия перевязочного материала в виду компактности, простоты и удобства применения повязки, хорошей фиксации ее на раневой поверхности любой конфигурации.

Отсутствие аллергических реакций, побочных явлений и осложнений, атравматичность (отсутствие прилипания к раневой поверхности при смене повязки).

Противопоказания к применению:

индивидуальная непереносимость компонентов изделия (препарата).

Рекомендации по применению

- вскрыть упаковку (пакет) по насечке и достать салфетку;
- при необходимости салфетку развернуть.
- **Наружно.** Раны, ожоги, лёгкие поверхностные ушибы, порезы, ссадины, потёртости и другие поражения кожи: обработать (промокнуть) поражённый участок салфеткой, обработку периодически повторять до полного заживления.
- **При значительных повреждениях:** на повреждённую поверхность накладывают развёрнутую салфетку и фиксируют марлевым бинтом. Смену повязок производят ежедневно или через день в зависимости от состояния раны. При необходимости на рану накладывают несколько салфеток.

Правила хранения

Хранить в сухом, защищённом от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности 5 лет с даты стерилизации.